

What patients want



Cosa determina la soddisfazione del paziente?

Recenti ricerche hanno evidenziato l'importanza della comunicazione nella relazione medico-paziente; quest'ultimo è a proprio agio, si sente rassicurato e soddisfatto quando il **medico**:

- instaura subito e mantiene con lui il **contatto visivo**
- dimostra **interesse** alla descrizione delle sue condizioni di salute
- comunica in maniera **comprensibile**, adeguandosi a lui
- gli dedica una quantità di **tempo** sufficiente
- gli dà **appuntamenti** non oltre una/due settimane
- ha collaboratori gentili e stabili che garantiscono una **continuità** di cura/coordinamento
- è **empatico** e cordiale
- offre **soluzioni coinvolgendolo** nella scelta delle opzioni
- è **specializzato, altamente qualificato**.

In **medicina estetica**, oltre a tutto questo, il paziente desidera anche:

- essere tranquillizzato sull'**assenza di rischi/danni** indesiderati
- avere i **massimi risultati con la minore invasività**
- evitare il **dolore**, durante e post trattamento
- **risultati rapidi**, senza convalescenza e segni dell'intervento visibili
- effetto **permanente** o duraturo.

Per la loro bellezza le Clienti preferiscono la sicurezza e il comfort della **lipoemulsione sottocutanea LESC**.



I corsi personalizzati di Associazione LESC

I corsi sono a cura dell'Associazione LESC, costituita da **medici estetici, chirurghi plastici e dermatologi** presenti su tutto il territorio italiano. L'Associazione medica LESC mette costantemente a disposizione dei colleghi tutte le informazioni e gli **aggiornamenti sulla metodica**. Inoltre, attraverso le attività di **informazione** scientifica, di **comunicazione sui media, sulla rete e sui social network**, con l'organizzazione di **meetings ed eventi**, dà **visibilità agli associati** e alla loro attività, a livello nazionale e internazionale.

Se avete uno studio o un centro medico e desiderate conoscere **maggiori dettagli** di questa straordinaria apparecchiatura, contattateci senza esitazione: **saremo lieti di soddisfare ogni vostra richiesta**.

EFFE3i
ELETTROMEDICALI

Distributore unico ed esclusivo
per l'Italia e l'Europa
di Microlipocavitation


26028 Sesto Cremonese (CR)
Via delle Corti, 20
Tel. 0372 76565 - 335 6700919
www.microlipo.it
info@microlipo.it

EFFE3i
ELETTROMEDICALI

lipoemulsione
sottocutanea

risultati
con
una sola
seduta

La tecnologia
più innovativa e affidabile
per la rimozione
dei pannicoli adiposi localizzati
approvato da LESC



microlipocavitation multifrequency

La tecnologia più innovativa e affidabile

Microlipocavitation è un generatore di ultrasuoni all'avanguardia.

Le **cannule** sono piene, costruite in **titanio** biocompatibile; misurano 2 mm x 140 e 180 mm e sono un **brevetto**. Gli ultrasuoni sono emessi esclusivamente in punta e le cannule lavorano in totale atermia. Il trattamento, per ogni distretto, ha la durata di 20-30 minuti.

- Il grasso, reso fluido, viene **eliminato naturalmente** e, in parte, asportato con siringa.
- **Basta una seduta** per avere **risultati eccellenti**, paragonabili a una liposuzione.
- Sono **assenti problemi** di embolie, versamenti, edemi e avvallamenti.
- Il paziente è in grado di riprendere le normali **attività quotidiane già lo stesso giorno** del trattamento.



Manipoli per cavitazione transdermica



LESC lipoemulsione sottocutanea

Lipoemulsione sottocutanea



Una efficacissima tecnica, **non cruenta** e ben tollerata, utilizzata per **ridurre le adiposità e i depositi di cellulite localizzati**.

Già ampiamente collaudata, la **soft-liposcultura** è in assoluto il metodo preferito e più richiesto dai pazienti, desiderosi di soluzioni efficaci e prive di complicanze.

La **Microlipocavitation, certificata CE Medicale**, è oggi l'esclusiva innovazione di questa metodica sicura e funzionale.


Come funziona

Questa tecnica di liposcultura permette di sciogliere il grasso per mezzo di una **multifrequenza ultrasonica pulsata** armonicamente accordata che, andando a sollecitare le cellule di grasso, le rompe e le disgrega.



Brevetto esclusivo, l'apparecchio è prodotto interamente in Italia e registrato presso il Ministero della Sanità.

il trattamento più richiesto dai pazienti



I plus della metodologia

Rispetto ad altre metodiche la lipoemulsione sottocutanea assicura al paziente molteplici vantaggi:

- La multifrequenza pulsata agisce sulla struttura fibrotica di sostegno del grasso e della pelle, con **eccellente effetto lifting della zona trattata**: la pelle aderisce al nuovo volume riducendo la flaccidità.
- La tecnica soft e micro consente di operare nei piani più superficiali del pannicolo adiposo **rispettando, più di altre, il sistema vascolare e linfatico**.
- Preserva l'**integrità della struttura portante della pelle** poiché non si eseguono tagli a questo livello.
- Le **incisioni praticate sono di 2 mm**: non sono necessari punti di sutura.
- Il trattamento viene effettuato ambulatorialmente in **anestesia locale**, nessun rischio di anestesia generale.

- mento
- braccia
- fianchi
- addome
- glutei
- ginocchia
- caviglie
- interno-esterno cosce

